



**Lab 01** **الاحماض الكربوكسيلية**

الاحماض العضوية او الكربوكسيلية


تتميز الاحماض الكربوكسيلية بوجود مجموعة او اكثر من مجموعات الكربوكسيل  $\text{COOH}$  - و يمكن تقسيم هذه الاحماض الى نوعين كالتالى:



حمض البنزويك




حمض الساليسيك




حمض الفثاليك


الاحماض الاروماتية



حمض الاوكساليك



حمض الطرطريك



حمض الستريك

الاحماض الألفاتية

**Lab 01** **الاحماض الكربوكسيلية**

الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية

اولاً : الخواص الفيزيائية

الشكل	اللون	الذوبانية
بودرة (مسحوق) - بلورى (بلورات)	ابيض ، بنى	حمض أليفاتى: <b>يذوب فى الماء</b> حمض أروماتى: <b>لا يذوب فى الماء</b>

ثانياً : الخواص الكيميائية

التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
1- اختبار الحموضة	فوران و تصاعد غاز $\text{CO}_2 \uparrow$	ربما يكون حمض كربوكسيلي
	لا تفاعل	لا يوجد أحماض كربوكسيلية

مل 1 من محلول الحمض + مل 1 من محلول كربونات  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  او بيكربونات الصوديوم  $\text{NaHCO}_3$

**Lab 01** **الاحماض الكربوكسيلية**

**المحلول المتعادل (N.S.)**

في انبوبة اختبار جافة و نظيفة ضع 1مل من محلول الحمض ثم اضع هيدروكسيد الامونيوم حتى يصل المحلول الى درجة التعادل ( يمكن التأكد باستخدام ورق تباع الشمس) في حالة وصول المحلول الى درجة القاعدية يتم التسخين لتبخير الزيادة من الامونيا، ثم يتم التبريد.

**Lab 01** **الاحماض الكربوكسيلية**

التفرقة بين الاحماض الاروماتية و الألفاتية

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
حمض الفثاليك او البنزويك	راسب لحي على البارد	<b>2-اختبار كلوريد الحديدك (<math>\text{FeCl}_3</math>)</b> 1مل من المحلول المتعادل + 3 قطرات من كلوريد الحديدك $\text{FeCl}_3$
حمض الساليسيك	لون بنفسجي	
حمض الاوكساليك و الطرطريك و الستريك	لا تفاعل	

$\text{FeCl}_3$   
(2-3 drops)  
N.S of Unknown  
(1ml)

Amm. Benzoate      Ferric benzoate      Basic Ferric benzoate

**Lab 01** **الاحماض الكربوكسيلية**

التفرقة بين حمض الفثاليك و البنزويك

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
حمض الفثاليك	لون اخضر فسفوري	<b>3-اختبار الفلورسين:</b> فى انبوبة جافة و نظيفة، اصهر <b>0.3 جم</b> من الريزورسينول و <b>0.3 جم</b> من الفثاليك مع <b>3 قطرات</b> من حمض الكبريتيك، ثم برد المحلول، ثم يتم سكب المحلول على كاس به <b>10 مل</b> من محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم.
حمض البنزويك	لا تفاعل	


**Lab 02** **الاحماض الكربوكسيلية**

التفرقة بين حمض الاوكساليك و الطرطرك و الستريك

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
حمض الاوكساليك	راسب أبيض على البارد	<b>3-اختبار كلوريد الكالسيوم <math>\text{CaCl}_2</math></b> <b>1 مل</b> من المحلول المتعادل + <b>3 قطرات</b> من كلوريد الكالسيوم
حمض الطرطرك	راسب أبيض بعد خدش جدار الانبوبة	
حمض الستريك	راسب أبيض بعد الغليان	

$\text{HOOC-COOH} + \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4 + 2\text{HCl}$

Oxalic Acid      Calcium Chloride      Calcium Oxalate



Lab 02			الاحماض الكربوكسيلية		
الكشف عن الاحماض الكربوكسيلية			مجهول رقم (.....)		
اولاً : الخواص الفيزيائية					
الشكل	اللون	الذوبانية			
بلورى	ابيض	يذوب فى الماء			
ثانياً : الخواص الكيميائية					
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج			
1- اختبار الحموضة	فوران و تصاعد غاز $\text{CO}_2$ ↑	ربما يكون حمض كربوكسيلي			
2- اختبار كلوريد الحديدك	لا يحدث تفاعل	الاوكساليك او الطرترك او الستريك			
3- اختبار كلوريد الكالسيوم	راسب ابيض بعد الغليان	حمض الستريك			
4- اختبار دينجز	اختفاء اللون البنفسجى و تكون راسب ابيض	حمض الستريك			
			$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{COOH} \\   \\ \text{HO}-\text{C}-\text{COOH} \\   \\ \text{CH}_2\text{COOH} \end{array}$		

Lab 03

أملاح الأحماض الكربوكسيلية

الأملاح المعدنية و النشادرية للأحماض الكربوكسيلية تتميز جميع أملاح الأحماض الكربوكسيلية المعدنية و النشادرية الالفاتية و الاروماتية بأنها تذوب في الماء بسهولة.

أولاً: أملاح الصوديوم

CC(=O)O  
بنزوات الصوديوم

Oc1ccccc1C(=O)O

ساليسلات الصوديوم

OC(=O)c1ccccc1C(=O)O

فثالات الصوديوم

OC(=O)C(=O)O

او كسالات الصوديوم

OCC(O)C(=O)O

طرطرات الصوديوم

OC(CC(=O)O)C(=O)O

سترات الصوديوم

أملاح الأحماض الاروماتية

أملاح الأحماض الالفاتية

Lab 03

أملاح الأحماض الكربوكسيلية

الأملاح المعدنية و النشادرية للأحماض الكربوكسيلية

ثانياً: أملاح الامونيوم

CC(=O)O  
بنزوات الامونيوم

Oc1ccccc1C(=O)O

ساليسلات الامونيوم

OC(=O)c1ccccc1C(=O)O

فثاليات الامونيوم

OC(=O)C(=O)O

او كسالات الامونيوم

OCC(O)C(=O)O

طرطرات الامونيوم

OC(CC(=O)O)C(=O)O

سترات الامونيوم

أملاح الأحماض الاروماتية

أملاح الأحماض الالفاتية

Lab 03 أملاح الاحماض الكربوكسيلية		
الكشف عن املاح الاحماض الكربوكسيلية		
اولاً : الخواص الفيزيائية		
الشكل	اللون	الذوبانية
مسحوق	ابيض	يذوب في الماء
ثانياً : الخواص الكيميائية		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>1- اختبار الحموضة</b> 1مل من محلول المادة المجهولة + 1مل من محلول كربونات $\text{Na}_2\text{CO}_3$ او بيكربونات الصوديوم $\text{NaHCO}_3$	لا تفاعل	ربما يكون ملح حمض
	رائحة النشادر	املاح الامونيوم
<b>2- اختبار الرائحة</b> 0.5 جم من المادة المجهولة (صلبة) + 1مل من محلول هيدوكسيد الصوديوم $\text{NaOH}$	لا تفاعل	املاح الصديوم

Lab 03 أملاح الاحماض الكربوكسيلية		
اولاً: أملاح الامونيوم		
التفرقة بين أملاح الاحماض الاروماتية و الألفاتية		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>3- اختبار كلوريد الحديدك (<math>\text{FeCl}_3</math>)</b> 1مل من المحلول المادة + 3 قطرات من كلوريد الحديدك $\text{FeCl}_3$	راسب لحي على البارد	فثالات او بنزوات الامونيوم
	لون بنفسجي	ساليسلات الامونيوم
	لا تفاعل	او كسلات او طرطرات او سترات الامونيوم
التفرقة بين املاح الفثاليك و البترويك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>4- اختبار الفلورسين:</b> في انبوبة جافة و نظيفة، اصهر 0.3 جم من الريزوسينول و 0.3 جم من فثالات الامونيوم مع 3 قطرات من حمض الكبريتك، ثم برد المحلول، ثم يتم سكب المحلول على كاس به 10مل من محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم.	لون اخضر فسفوري	فثالات الامونيوم
	لا تفاعل	بنزوات الامونيوم

Lab 03		
أملاح الأحماض الكربوكسيلية		
التفرقة بين أملاح حمض الاوكساليك و الطرطرك و الستريك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>3-اختبار كلوريد الكالسيوم <math>\text{CaCl}_2</math></b> 1مل من المحلول المادة المجهولة + 1مل من كلوريد الكالسيوم	راسب أبيض على البارد	اوكسالات الامونيوم
	راسب أبيض بعد خدش جدار الانبوبة	طرطرات الامونيوم
	راسب أبيض بعد الغليان	سترات الامونيوم
إختبارات مميزة لأملاح حمض الطرطرك و الستريك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>4-اختبار دينجيز:</b> سخن 0.5 مل من محلول املاح حمض الستريك + 0.5مل من محلول دينجيز 1 + 0.5مل من محلول دينجيز 2	إختفاء اللون البنفسجي و تكون راسب ابيض	سترات الامونيوم
<b>4-اختبار الريزورسينول:</b> 1مل من محلول املاح حمض الطرطرك + 1مل من محلول الريزورسينول، ثم أضف 1مل من حمض الكبريتيك على جدار الانبوبة، ثم التسخين الهين	حلقة حمراء-وردية	طرطرات الامونيوم

Lab 04		
أملاح الأحماض الكربوكسيلية		
ثانياً: أملاح الصوديوم		
التفرقة بين أملاح الأحماض الاروماتية و الألفاتية		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>3-اختبار كلوريد الحديدك (<math>\text{FeCl}_3</math>)</b> 1مل من المحلول المادة + 3 قطرات من كلوريد الحديدك $\text{FeCl}_3$	راسب لحي على البارد	فثالات او بنزوات الصوديوم
	لون بنفسجي	ساليسلات الصوديوم
	لا تفاعل	اوكسالات او طرطرات او سترات الصوديوم
التفرقة بين املاح الفثاليك و البترويك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
<b>4-اختبار الفلورسين:</b> فى انبوبة جافة و نظيفة، اصهر 0.3 جم من الريزوسينول و 0.3 جم من فثلات الامونيوم مع 3 قطرات من حمض الكبريتيك، ثم برد المحلول، ثم يتم سكب المحلول على كاس به 10مل من محلول مخفف من هيدروكسيد الصوديوم.	لون اخضر فسفوري	فثالات الصوديوم
	لا تفاعل	بنزوات الصوديوم

Lab 04		
أملاح الأحماض الكربوكسيلية		
التفرقة بين أملاح حمض الأوكساليك و الطرطرك و الستريك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
3- اختبار كلوريد الكالسيوم $\text{CaCl}_2$ 1مل من المحلول المادة المجهولة + 1مل من كلوريد الكالسيوم	راسب أبيض على البارد	او كسالات الصوديوم
	راسب أبيض بعد خدش جدار الأنبوبة	طرطرات الصوديوم
	راسب أبيض بعد الغليان	سترات الصوديوم
إختبارات مميزة لأملاح حمض الطرطرك و الستريك		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
4- اختبار دينجيز: سخن 0.5 مل من محلول أملاح حمض الستريك + 0.5 مل من محلول دينجيز 1 + 0.5 مل من محلول دينجيز 2	إختفاء اللون البنفسجي و تكون راسب أبيض	سترات الصوديوم
4- اختبار الريزورسينول: 1مل من محلول أملاح حمض الطرطرك + 1مل من محلول الريزورسينول، ثم أضف 1مل من حمض الكبريتيك على جدار الأنبوبة، ثم التسخين الهين	حلقة حمراء-وردية	طرطرات الصوديوم

Lab 05		
اليوريا و أملاح الانيلين		
الكشف عن أملاح الانيلين		
		
الانيلين	كبريتات الانيلين	هيدروكلوريد الانيلين
اولاً : الخواص الفيزيائية		
الشكل	اللون	الذوبانية
بودرة (مسحوق) - بلورى (بلورات)	رمادى	لا يذوب فى الماء
ثانياً : الخواص الكيميائية		
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج
1- اختبار الحموضة 1مل من محلول المادة المجهولة + 1مل من محلول كربونات $\text{Na}_2\text{CO}_3$ او بيكربونات الصوديوم $\text{NaHCO}_3$	فوران و تصاعد غاز $\text{CO}_2$ ↑	ربما يكون حمض او ملح انيلين



**اليوريا و أملاح الانيلين**

**للتفرقة بين املاح الانيلين و الاحماض**


الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
املاح الانيلين	راسب احمر قرمزي	<p><b>2. إختبار صبغة الازو</b></p> <p>في انبوبة جافة و نظيفة، أضف 1مل من حمض الهيدروكلوريك الى 0.5جم من احد املاح الانيلين، ثم قم بتخفيف المحلول بإضافة 3 مل من الماء المقطر، قم بتبريد المحلول في حمام ثلجي، ثم اضع الى المحلول 2مل من محلول نيتريت الصوديوم قطرة قطرة، قم بإضافة هذا المحلول الى محلول بيتا-نافثول قاعدية</p>

**اليوريا و أملاح الانيلين**

**للتفرقة بين املاح الانيلين**


الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
هيدروكلوريد الانيلين	راسب ابيض	<p><b>3. إختبار نترات الفضة <math>AgNO_3</math></b></p> <p>في انبوبة جافة و نظيفة، أضف 1مل من محلول نترات الفضة الى 1 مل من محلول المادة المجهولة</p>
كبريتات الانيلين	لا تفاعل	
كبريتات الانيلين	راسب ابيض	<p><b>3. إختبار كلوريد الباريوم <math>BaCl_2</math></b></p> <p>في انبوبة جافة و نظيفة، أضف 1مل من محلول كلوريد الباريوم الى 1 مل من محلول المادة المجهولة</p>
هيدروكلوريد الانيلين	لا تفاعل	

Lab 06			اليوريا و أملاح الانيلين	
			الكشف عن اليوريا	
			<chem>NC(=O)N</chem> اليوريا	
			اولاً : الخواص الفيزيائية	
			الشكل	اللون
			بلورى (بلورات)	ابيض
			الذوبانية	يذوب فى الماء
			ثانياً : الخواص الكيميائية	
			التجربة	الملاحظة
			1- اختبار تأثير الحرارة	رائحة الامونيا $\text{NH}_3 \uparrow$
			سخن جزء من المادة الصلبة فى انبوبة جافة و نظيفة على اللهب المباشر	اليوريا
			2- اختبار الرائحة	رائحة الامونيا على الساخن
			ضع كمية من المادة الصلبة فى انبوبة جافة و نظيفة ثم اصف اليها 1 مل من هيدروكسيد الصوديوم، ثم سخن الانبوبة	اليوريا

Lab 06			اليوريا و أملاح الانيلين	
			إختبار تاكيدى لليوريا	
			التجربة	الملاحظة
			3. إختبار البيريت	لون وردي
			فى انبوبة جافة و نظيفة اصهر جزء من المادة الصلبة، ثم اسنمر فى التسخين حتى تتصلب مرة اخرى مع تصاعد رائحة الامونيا من الانبوبة، ثم اترك الانبوبة حتى تبرد فى الهواء، اصف 1 مل من هيدروكسيد الصوديوم الى الانبوبة ثم رج الانبوبة لإذابة المادة الصلبة، ثم اصف 2 قطرة من محلول مخفف من كبريتات النحاس	
				

**السكريات:  $C_nH_{2n}O_n = C_n(H_2O)_n$**


## السكريات



✓ هناك نوع اخر من السكريات و هو قليل السكر (3-10 وحدات)

## Lab 07

## التركيب الكيميائي للسكريات



Lab 07			الكربوهيدرات
الكشف عن المواد الكربوهيدراتية			اولاً : الخواص الفيزيائية
الشكل	اللون	الذوبانية	بودرة او مسحوق - بلورات
ابيض	سكر احادى و ثنائى : <b>يذوب فى الماء</b> عديد السكر: <b>لا يذوب فى الماء</b>		
ثانياً : الخواص الكيميائية			
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج	1-اختبار موليش 1مل من محلول السكر + 1مل من محلول الفانافثول + 1مل من حمض الكبريتيك المركز تضاف على الجدار الداخلى للانبوبة وهي بوضع مائل وباحتراس بواسطة قطارة او ماصه صغيرة
	حلقة بنفسجية تنتشر بالرج	ربما تكون سكر	
	لا تفاعل	لا يوجد سكر	
✓ فى حالة اختفاء الحلقة البنفسجية بالرج فهذا يعنى ان نتيجة التفاعل سالبة			


Lab 07			الكربوهيدرات
التفرقة بين السكريات الاحادية و الثنائية و عديدة السكر			
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج	2-اختبار محلول اليود 1مل من محلول السكر + 1 قطرة من محلول اليود
	لون ازرق	النشا	
	لا تفاعل	سكر احادى او ثنائى	
التفرقة بين السكريات الاحادية و الثنائية			
التجربة	المشاهدة	الاستنتاج	2-اختبار بارفويد 1مل من محلول السكر + 1 مل من كاشف بارفويد ، ثم سخن المحلول حتى الغليان
	راسب احمر بعد الغليان 2-3ق	سكر احادى	
	راسب احمر بعد الغليان بفترة 3-5ق	سكر ثنائى	

**الكربوهيدرات**

**التفرقة بين السكريات الاحادية**

**Lab 07**

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
سكر الفركتوز	لون بنفسجي بمجرد الغليان	<b>3- اختبار الفرفورال السريع</b> 1مل من محلول السكر + 1 مل الفانافثول + 4-6مل حمض الهيدروكلوريك المركز ، ثم سخن المحلول حتى الغليان
سكر الجلوكوز	لو بنفسجي بعد الغليان بفترة 2ق	



Conc. HCl (4-6ml)  
1-Naphthol (1ml)  
Carbohydrate soln (1ml)


**نظرية التجربة:** يعتمد هذا التفاعل على سرعة نزع جزئ ماء من السكريات الكيتونية عنه في السكريات الالدهيدية في الاوساط عالية الحموضة لتعطي مشتقات الفورفورال بالوانها المميزة. المعادلات الكيميائية: نفس المعادلات الكيميائية الموجودة في اختبار مولش مع استبدال حمض الكبريتيك بحمض الهيدروكلوريك.

**الكربوهيدرات**

**التفرقة بين السكريات الشائية**

**Lab 08**

الاستنتاج	المشاهدة	التجربة
سكر المالتوز و اللاكتوز	راسب اصفر او احمر او برتقالي	<b>3- اختبار فهلنج</b> 1مل من محلول السكر + 1 مل محلول فهلنج A + 1مل محلول فهلنج B، ثم سخن المحلول حتى الغليان
سكر السكروز	لا تفاعل	



Fehling B (1ml)  
Fehling A (1ml)  
Carbohydrate soln (1ml)

**نظرية التجربة:** تتأكسد السكريات المختزلة بواسطة ايونات النحاس الموجودة في كاشف فهلنج (A) مكونة الحمض الكربوكسيلي المكافئ و يترسب اكسيد النحاس على هيئة راسب احمر خلال 3 دقائق في الوسط القاعدي.

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{OH} \\ | \\ \text{C=O} \end{array} \rightleftharpoons \begin{array}{c} \text{CHOH} \\ | \\ \text{C-OH} \end{array} \rightleftharpoons \begin{array}{c} \text{CHO} \\ | \\ \text{CHOH} \end{array}$$

Ketose      Enediol      Aldose

$$\begin{array}{c} \text{CHO} \\ | \\ \text{CHOH} \end{array} \xrightarrow{\text{Cu (II)}} \begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ \text{CHOH} \end{array} + \text{Cu}_2\text{O}$$

Reddish brown ppt.

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{HO}-\text{C}-\text{COONa} \\ | \\ \text{HO}-\text{C}-\text{COOK} \\ | \\ \text{H} \end{array} \quad \text{Pot. sod. tartrate / Sod. hydroxide}$$

Copper sulphate      Fehling B

**الكربوهيدرات**

Lab 08

**الفرقة بين السكريات المالتوز و اللاكتوز**

**3-اختبار الاوزازون**

أضف 0.2 جم من السكر و 0.4 جم من الفينيل هيدرازين و 0.6 جم من خلات الصوديوم الى 5مل من الماء المقطر ، ثم تسخن الانبوبة في حمام مائي يغلي لمدة 10 دقائق ، ثم تترك الانبوبة حتى تبرد تمام ، ثم يتم فحص الراسب تحت الميكروسكوب

H<sub>2</sub>O (5ml)  
CH<sub>3</sub>COONa (0.6 g)  
PhNHNH<sub>2</sub>·HCl (0.4 g)  
Carbohydrate (0.2g)

Boil, 20 min

المالتوزازون

اللاكتوزازون


**الكربوهيدرات**

Lab 08

**• اختبار الاوزازون**

- يتفاعل مركب الفينيل هيدرازين ومشتقاته مثل ( 2 , 4 - ثنائي ناييترو فينيل هيدرازين ) مع السكريات المحتوية على مجموعة الأدهيد أو كيتون مجاورة لمجموعة كحولية حرة ويتكون مشتق الهيدرازون المقابل في وسط حمضي مع التسخين في وجود خلات الصوديوم كعامل مساعد.
- ومركبات الأوزازون الناتجة عبارة عن بلورات صفراء اللون ويكون لها أشكال بلورية معينة مختلفة حسب نوع السكر وكل منها له درجة انصهار محددة له يمكن قياسها كما يمكن فحص شكل البلورات المتكونة تحت المجهر للتعرف عليه وتحديد طبيعة ونوع السكر.
- ويحدث التفاعل على ذرتي الكربون الأولى والثانية فقط بجزيئ السكر بعد التفاعل وتصبح هاتين الذرتين متمثلتين بالتالي كما يحدث في حالة كلا من سكر الجلوكوز والفركتوز الذي يعطي كل منهما الأوزازون نفسه حيث أن التوزيع الفراغي متطابق لمجاميع الهيدروكسيل وذرات الهيدروجين على ذرات الكربون من رقم (3- 6) في جزيئ كلا من سكر الجلوكوز والفركتوز.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{CH} \\ (\text{CHOH})_n \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} & \xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2} & \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C}=\text{NNHC}_6\text{H}_5 \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ (\text{CHOH})_n \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} & \xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2} & \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C}=\text{NNHC}_6\text{H}_5 \\ | \\ \text{H}-\text{C}=\text{O} \\ | \\ (\text{CHOH})_n \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} & \xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2} & \begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{C}=\text{NNHC}_6\text{H}_5 \\ | \\ \text{C}=\text{NNHC}_6\text{H}_5 \\ | \\ (\text{CHOH})_n \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \\
 & & \begin{array}{c} - \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 \\ - \text{NH}_3 \\ - \text{H}_2\text{O} \end{array} & & & & \text{Phenylosazone}
 \end{array}$$



Lab 08			الكربوهيدرات	
الكشف عن السكريات			تقرير رقم (.....)	
اولاً : الخواص الفيزيائية				
الشكل	اللون	الذوبانية		
بلورات	ابيض	يذوب في الماء		
ثانياً : الخواص الكيميائية				
التجربة	الملاحظة	الاستنتاج		
1. اختبار مولش	حلقة بنفسجية تنتشر بالرج	ربما يكون سكر		
2. اختبار اليود	لا تفاعل	ربما يكون سكر أحادي أو ثنائي		
3. اختبار بارفويد	راسب احمر بعد 3 دقائق	سكر أحادي		
4. اختبار الفورفورال السريع	لون بنفسجي بمجرد الغليان	سكر الفركتوز		

